

AIR NOTE

Wunden, Inkontinenz & Stoma
Duftpflaster
neutralisiert Gerüche

Blessures, Incontinence & Stomie
Patch parfumé
neutralise les odeurs

Ferite, Incontinenza & Stoma
Cerotto profumato
neutralizza gli odori

Wounds, Incontinence & Stoma
Scent patch
neutralizes odors

www.airnote.ch

Unterstützt von

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Innosuisse – Schweizerische Agentur
für Innovationsförderung

Gefährlicher Prozess: GLK008



Hergestellt in der Schweiz
Fabriqué en Suisse
Prodotto in Svizzera

- Ⓛ **Wirkung:** Das Air Note Duftpflaster wirkt nach dem Öffnen mindestens 6 Stunden lang gegen unangenehme Gerüche, die von Windeln, Einlagen und Drainagebeuteln ausgehen.
Anwendung: Auf die gewünschte Stelle an der Aussenseite der Windel / Einlage, bzw. des Urin- oder Stoma-beutels, resp. auf die dem Körper abgewandten Seite kleben. Nicht direkt auf der Haut anbringen! Direkt mit der Windel / Einlage oder mit dem Drainagebeutel entsorgen. Bei Raumtemperatur lagern. **Das Produkt ist gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als nicht gefährlich eingestuft. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**
- Ⓜ **Effet:** après l'ouverture, le patch parfumé Air Note agit au minimum pendant 6 heures contre les odeurs dégagées par les couches, es protège-slips et les poches de drainage.
Utilisation: Coller sur le côté extérieur de la couche / du protège-slips, à l'endroit souhaité ou bien coller sur le côté de la poche à urine ou de la poche de stomie opposé au corps. Ne pas appliquer directement sur la peau! Jeter directement avec la couche / le protège-slip ou la poche de drainage. A conserver à température ambiante. **Le produit n'est pas dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008. Tenir hors de portée des enfants.**
- Ⓝ **Effetto:** il cerotto profumato Air Note agisce dopo l'apertura per min. 6 ore contro gli odori sgradevoli di pannolini, assorbenti e sacchi di drenaggio dell'urina.
Applicazione: Incollare sulla parte esterna del pannolino / dell' assorbente, o sul lato della sacca dell'urina o per stomia, nel punto desiderato, rivolto lontano dal corpo. Non applicare direttamente sulla pelle! Smaltire direttamente con l'assorbente / il pannolino o con la sacca di drenaggio dell'urina. Conservare a temperatura ambiente. **Il prodotto non è pericoloso secondo il Regolamento (CE) Num. 1272/2008. Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
- ⓔ **Effect:** The Air Note scented patch is effective for at least 6 hours after opening against unpleasant odors emanating from diapers, pads and drainage bags emanate.
Application: Apply to the desired area on the outside of the diaper / pad, or of the urine or ostomy bag, or on the side facing away from the body. Do not apply directly to the skin! Dispose of directly with the diaper / insert or with the dispose of with the drainage bag. Store at room temperature. **The product is non-dangerous according to Regulation (EC) No. 1272/2008. Keep out of reach of children.**



Swiss made



7 640182 560096 >

Air Note GmbH | Aegertenstr. 56 | CH-8003 Zürich | +41 44 566 60 60